

PBM...

フォトバイオモジュレーション

フォトバイオモジュレーションは骨や軟部組織のリモデリングを強化・加速し、歯の移動を早め、矯正治療時間を短縮します。抗炎症特性を有するPBM療法が痛みを軽減できるといういくつかのエビデンスもあります。

治療期間の短縮

痛みの軽減

公示されている臨床研究

4

固定式装置

- ・ 臨床的に意義のある歯根吸収はみられなかった
- ・ 前歯部配列における治療時間を **54%** 短縮
- ・ 対照群と比較して、成人患者の空隙閉鎖率が **46%** 増加

アライナー

- ・ 従来推奨のアライナー装着時間と比較して、治療中のアライナー1枚あたりの平均装着時間が **63%** 短縮
- ・ **6ヶ月間** にわたり、測定可能なレベルの歯根吸収はみられなかった

使用方法や購入の詳細については、かかりつけの歯科医にお問い合わせいただくか、当社のウェブサイトをご覧ください。



+852 3611 2573
info@pbmhealing.com



PBM オルソ

www.pbmhealing.com



オルソ

治療時間の短縮

痛みの軽減

歯列矯正における光の改革



PBM オルソ

PBM オルソはLED による低レベルの光エネルギーを利用して、歯の根元を囲む歯周組織や歯槽骨を刺激し、歯の移動を加速させることで治療時間を短縮します。



- ・ フランスのデザイン
- ・ 充電が簡単で、長期間使用できる有線タイプ
- ・ 信頼性が高く、故障率も低い、2年間の保証付き装置
- ・ 丈夫なシリコン素材で手入れが簡単なマウスピース
- ・ モニター用のソフトウェアなし
- ・ 2サイズ展開: 標準サイズ及び大きいサイズ
- ・ 欧州(EU)において電子機器としての使用が承認されている装置
- ・ クラスⅠ及びクラスⅡ医療機器の承認申請中

1



2 PBM オルソ 2サイズ展開



PBMオルソ装置

モデル番号

標準サイズ

OS-01

大きいサイズ

OE-01

3

患者の利点



痛みの軽減

矯正治療時間の短縮



使用が簡単で快適



1日8分間の使用で、患者の
日常生活への組み込みが容易